

GÉZA *tone*

m115

УЛЬТРА ТОНИК

МАССАЖЕР ДЛЯ ЛИЦА И ТЕЛА
«УЛЬТРАЗВУК + МИОСТИМУЛЯЦИЯ»





**МОРЩИНЫ? ДРЯБЛОСТЬ?
СНИЖЕННЫЙ ТОНУС КОЖИ ЛИЦА
И ТЕЛА?**



! **ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ:
УЛЬТРА ТОНИК**
**ИДЕАЛЬНОЕ СОЧЕТАНИЕ:
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ МАССАЖ
И МИОСТИМУЛЯЦИЯ**

СОЧЕТАНИЕ МЕТОДИК УЛЬТРАЗВУКОВОГО МАССАЖА И МИОСТИМУЛЯЦИИ В АППАРАТЕ «УЛЬТРА ТОНИК» УКРЕПЛЯЕТ МЫШЦЫ, ПОДТЯГИВАЕТ КОЖУ И РАЗГЛАЖИВАЕТ МОРЩИНЫ

КРАСИВАЯ КОЖА И СТРОЙНОЕ
ТЕЛО



m115 УЛЬТРА ТОНИК

ИЗБАВЬТЕСЬ ОТ

- ДРЯБЛОСТИ
- МОРЩИН
- ТУСКЛОГО ЦВЕТА ЛИЦА
- ОТЕКОВ
- «ВТОРОГО» ПОДБОРОДКА
- ИЗБЫТОЧНЫХ ЖИРОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ



**ТЕХНОЛОГИЯ ЭМС И УЛЬТРАЗВУКОВОГО МАССАЖА:
КОСМЕТИЧЕСКИЙ МИНИКОМБАЙН ДЛЯ ЛИЦА И ТЕЛА**



m115

УЛЬТРА ТОНИК

ДЛЯ ЛИЦА

УЛУЧШЕНИЕ ЦВЕТА ЛИЦА

ТОНИЗАЦИЯ И УКРЕПЛЕНИЕ МЫШЦ
ЛИЦЕВОГО КАРКАСА

УСТРАНЕНИЕ ОТЕЧНОСТИ

ЛИФТИНГ, РАЗГЛАЖИВАНИЕ МОРЩИН

УМЕНЬШЕНИЕ «ВТОРОГО» ПОДБОРОДКА

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЧЕТКОСТИ ОВАЛА ЛИЦА





m115

УЛЬТРА ТОНИК

ДЛЯ ТЕЛА

ПОВЫШЕНИЕ ТОНУСА
И ЭЛАСТИЧНОСТИ КОЖИ

ТОНИЗАЦИЯ И УКРЕПЛЕНИЕ МЫШЦ

КОРРЕКЦИЯ ЦЕЛЛЮЛИТА

УСТРАНЕНИЕ ОТЕЧНОСТИ

УМЕНЬШЕНИЕ ОБЪЕМОВ
ИЗБЫТОЧНЫХ ЖИРОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ



m115

УЛЬТРА ТОНИК

ПРИ КАКИХ ПРОБЛЕМАХ ПРИМЕНЯЕТСЯ

- ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
- МИМИЧЕСКИЕ МОРЩИНЫ НА ЛБУ, ПЕРЕНОСИЦЕ, ВОКРУГ ГУБ И ГЛАЗ
- ОТЕЧНОСТЬ
- ТУСКЛЫЙ ЦВЕТ ЛИЦА, «УСТАЛОЕ ЛИЦО»
- СНИЖЕНИЕ ТОНУСА И ЭЛАСТИЧНОСТИ КОЖИ
- ВТОРОЙ ПОДБОРОДОК И НАРУШЕНИЕ ЧЕТКОСТИ ОВАЛА ЛИЦА
- ЦЕЛЛЮЛИТ И ИЗБЫТОЧНЫЕ ЖИРОВЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ
- СНИЖЕНИЕ ТОНУСА КОЖИ ТЕЛА

2 САМЫЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЕ функции прибора УЛЬТРА ТОНИК

МИОСТИМУЛЯЦИЯ

ИМИТИРУЕТ ЕСТЕСТВЕННЫЕ
МЫШЕЧНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

ТОНИЗИРУЕТ МЫШЦЫ, ЗАСТАВЛЯЯ
ИХ РАБОТАТЬ

ВОССТАНАВЛИВАЕТ ПРЕЖНИЕ
ФОРМЫ

ПОДТЯГИВАЕТ КОЖУ

РАЗГЛАЖИВАЕТ МОРЩИНЫ

ВОССТАНАВЛИВАЕТ ОВАЛ ЛИЦА,
УМЕНЬШАЕТ ВТОРОЙ
ПОДБОРОДОК



УЛЬТРАЗВУКОВОЙ МИКРОМАССАЖ

МЯГКО И ДЕЛИКАТНО
СТИМУЛИРУЕТ КЛЕТКИ КОЖИ

УСТРАНЯЕТ ОТЕЧНОСТЬ

ПОДТЯГИВАЕТ КОЖУ, ПОВЫШАЕТ
УПРУГОСТЬ И ЭЛАСТИЧНОСТЬ

УЛУЧШАЕТ ЦВЕТ ЛИЦА

УСИЛИВАЕТ ПРОНИКНОВЕНИЕ
КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И
ПОВЫШАЕТ ИХ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

m115

УЛЬТРА ТОНИК




ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Еще никогда косметический уход не был так прост, удобен и абсолютно безопасен в использовании. Жидкокристаллический дисплей на панели управления поможет Вам выбрать:

- ✓ Два режима работы Ультразвука
- ✓ Три программы ЭМС
- ✓ Желаемое время процедуры
- ✓ Уровень интенсивности

Настройте прибор под свои потребности и наслаждайтесь комфортными процедурами не выходя из дома.



m115

УЛЬТРА ТОНИК



ВЫГОДЫ ОТ ПРИОБРЕТЕНИЯ

Поводить курс омолаживающих косметических процедур в уютной обстановке собственного дома теперь стало доступно! Использование этого прибора всего 20 минут 4-5 раза в неделю позволит Вам значительно улучшить состояние кожи. Уже после первого применения Вы заметите как:

- ✓ *Мимические морщины на лбу, переносице и коже вокруг глаз станут менее заметными.*
- ✓ *Активизируется выработка собственного коллагена и эластина и кожа лица помолодеет.*
- ✓ *Упругость и эластичность кожи значительно повысится.*
- ✓ *Благодаря микроциркуляции крови и лимфы цвет лица улучшится, отеки спадут.*

Вас приятно удивит и порадует отражение в зеркале!



сеть фирменных магазинов

СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ

m115

УЛЬТРА ТОНИК



ЭФФЕКТЫ ОТ КУРСА ПРОЦЕДУР

В результате курса процедур не только Вы, но и Ваши близкие заметят, как помолодело Ваше лицо:

- ✓ *Окажет лифтинговое действие на контуры овала лица.*
- ✓ *Кожа станет более ровной, упругой и эластичной.*
- ✓ *Глубина и количество морщин уменьшаются.*
- ✓ *Активные компоненты специальных косметических средств проникнут в глубокие слои кожи, дадут полноценное питание и увлажнение.*
- ✓ *Овал лица станет более четким и исчезнет второй подбородок.*

Широкий спектр применения и возможности прибора позволят Вам достичь видимых результатов за короткий срок, надолго сохранить их и в любой момент поддержать. **Прибор станет Вашим личным косметологом и будет служить Вам долгие годы!**

m115 УЛЬТРА ТОНИК

GÉZA *tone*

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

ДЛЯ МИОСТИМУЛЯЦИИ



Гель для лица с экстрактом икры Beauty Style, 120 г
Артикул - 4504006



Лифтинговый гель для лица «Ультралифт», Beauty Style, 150 мл
Артикул - 4501405

ДЛЯ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ФОНОФОРЕЗА



Beauty Style Сыворотка для лица с коллагеном, 50мл
Артикул - 4506003



Сыворотка для лица с гиалуроновой кислотой, Beauty Style 12 ампул*5мл
Артикул - 4505010



Три вида концентратов для лица Beauty Style 8 ампул * 3мл



Широкий выбор сывороток для лица Beauty Style, 5мл*12шт



сеть фирменных магазинов

СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ

m115

УЛЬТРА ТОНИК



ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- БЕРЕМЕННОСТЬ
- ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
- ОСТРЫЕ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ
- ИНОРОДНЫЕ ТЕЛА И ИМПЛАНТЫ, РАСПОЛАГАЮЩИЕСЯ ВНУТРИКОЖНО ИЛИ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПОД КОЖЕЙ
- ЗАБОЛЕВАНИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ
- НАЛИЧИЕ КАРДИОСТИМУЛЯТОРА
- ФЛЕБИТЫ И ТРОМБОФЛЕБИТЫ
- ДЕРМАТИТЫ И ДЕРМАТОЗЫ РАЗЛИЧНОЙ ЭТИОЛОГИИ
- НЕВРАЛГИЯ ЛИЦЕВОГО НЕРВА



Москва 8 (495) 925-00-34
регионы РФ: 8-800-200-00-34 (звонок бесплатный)

www.sozv.ru

Присоединяйтесь:

 www.odnoklassniki.ru/sozvezdiekrasoty

 facebook.com/sozvezdiekrasoti

 vk.com/sozvezdiekrasoti